

waveguard™ connect Elektrodenkappen

Preisgünstig, bequem und einfach zu reinigen

- **waveguard connect**: eine ausgezeichnete Wahl für alltägliche EEG-Anwendungen
- 21 aktive EEG-Elektroden, plus Referenz und Erdung
- Bequemer Anschluss an alle EEG-Systeme über optionale Adapter für einzelne berührungssichere 1,5-mm-Stecker
- Atmungsaktives Coolmax™ Gewebe bietet erhöhten Komfort und kurze Trocknungszeiten, ist benutzerfreundlich und einfach zu warten

Größe	Elektrodenkappe passt Kopfumfang (Größenbereich)	Gewebefarbe links, Mitte, rechts
Groß	56–61 cm	● ● ●
Mittelgroß	51–56 cm	● ● ●
Klein	47–51 cm	● ● ●
Kinder	43–47 cm	● ● ●
Kleinkinder	39–43 cm	● ● ●
Babys	36–39 cm	● ● ●



021132
waveguard connect
(mittelgroß)



Klein



Mittelgroß



Groß

Bestellinformationen

waveguard connect Elektrodenkappen						
Teilenummer	Größe	Gewebefarbe L, M, R	Beschreibung	Elektrodentyp	Anordnung	Menge
021131	Groß	●●●	Jede Elektrodenkappe bietet 21 Kanäle + Referenz und Erdung und enthält ein Kinnband. Der Standardausgang ist ein DB25-Stecker. Der Anschluss an einen Verstärker erfordert einen Adapter (separat erhältlich, siehe unten). 90 Tage Garantie	Verzinkt	Internationale 10-20-Elektrodenplatzierung	1/Pkg
021132	Mittelgroß	●●●				
021133	Klein	●●●				
021134	Kinder	●●●				
021135	Kleinkinder	●●●				
021136	Babys	●●●				
waveguard connect Adapter; mindestens einer ist erforderlich						
021128	Adapter für Xltek- und andere EEG-Verstärker, die nicht nachfolgend aufgeführt sind; DB25-Stecker an einzelne berührungssichere Steckverbinder, 31 cm Kabellänge					1/Pkg
085-481300	Adapter für Nicolet v32- und v44-Verstärker					1/Pkg
503171NE	Adapter für Schwarzer/Deltamed Brainbox 1042 EEG-Verstärker (nur außerhalb der USA; nicht in den USA oder Kanada erhältlich)					1/Pkg

waveguard connect Zubehör		
Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge
021122	Ersatz-Kinnband mit Clips für Elektrodenkappe, 2–14 cm lang	1/Pkg
021124	Kinnpolster für druckempfindliche Patienten; 70 mm x 120 mm, 1 mm dick (Alternative zu 021122)	1/Pkg
021125	Hohlnadel mit abgestumpfter Spitze, 18 G x 1,0" (2,54 cm), Luer-Lock, Edelstahl, Aluminiumansatz, autoklavierbar, steril	25/Pkg
021126	Monoject™-Spritze, 6 ml, Luer-Lock, autoklavierbar, zum Auftragen von Gel	50/Pkg
021127	Optionaler Brustgurt mit Anschluss zur Elektrodenkappe, Schultergurt mit 30–52 cm Länge; Brustgurt bis zu 70 cm Länge einstellbar	1/Pkg
021130	Reparatursatz für waveguard connect Elektrodenkappen enthält: Reparaturolektrodensatz, obere Schraube für waveguard Elektrode, breiter Silikonring, Elektrodenbeschriftungssatz, Befestigungswerkzeug, Lötzinn	1/Pkg
122-407000	Electro-Gel™, 473 ml	1/Pkg
122-409100	Electro-Gel™, 3,785 ml	1/Pkg



021128 – waveguard connect Adapter



021122 – waveguard Ersatz-Kinnband (im Lieferumfang aller Elektrodenkappen enthalten; nur für Bestellung als Ersatzteil)



021124 – Kinnpolster (für druckempfindliche Patienten)



085-481300 – waveguard connect Adapter (für v32- und v44-Verstärker)

021125 – Nadel mit abgestumpfter Spitze und Luer-Lock



021126 – Monoject-Spritze, Luer-Lock



021127 – Brustgurt (optionale Befestigungsmethode; separat erhältlich)

Um eine Bestellung aufzugeben oder mehr Informationen zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Vertriebspartner oder Vertriebsmitarbeiter in Verbindung.



Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562, USA
Tel.: +1-800-356-0007
+1-608-829-8500
Fax: +1-608-829-8709
www.natus.com

Internationale Kunden: **+1-608-829-8500**

©2017 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Dokument aufgeführten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken, deren Inhaber Natus Medical Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften sind oder für die Natus Medical Incorporated, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen eine Lizenz besitzen bzw. für die sie werben oder die sie vertreiben.